

Optimmune®

USO VETERINÁRIO

Pomada oftálmica à base de Ciclosporina A a 0,2%
Imunodepressora, Lacrimomimética e Antiinflamatória
USO TÓPICO



Linha Especial Pet

PROPRIEDADES

A Ciclosporina A é um imunodepressor não citotóxico, produzido pelo fungo *Tolypocladium inflatum* que atua de maneira inibitória nos primeiros estágios da sensibilização antigênica e na subsequente proliferação de linfócitos T imunocompetentes.

Possui dois efeitos terapêuticos distintos, um que se manifesta pelo aumento da produção de lágrimas na maioria dos cães portadores de Queratoconjuntivite seca, e outro, traduzido por uma atividade antiinflamatória que determina a recuperação de lesões da superfície ocular.

FÓRMULA

Cada 3,5 g contém:

Ciclosporina A 7,0 mg

Excipiente q.s.p. 3,5 g

INDICAÇÕES

O tratamento baseia-se no controle das causas primárias da patologia, prevenindo a deterioração contínua das glândulas lacrimais e consequentemente progressão da doença.

OPTIMMUNE, por ser imunodepressor não citotóxico que apresenta atividades lacrimomimética e antiinflamatória, está indicada no tratamento da Queratoconjuntivite seca em cães.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Após a remoção de eventuais crostas com solução não irritante adequada, aplicar no saco conjuntival inferior do olho afetado, uma tira de pomada de aproximadamente 1 cm de comprimento.

OPTIMMUNE deve ser administrado duas vezes ao dia, com um intervalo de 12 h entre cada aplicação. Devido ao caráter crônico e idiopático da enfermidade, a duração do tratamento deve ser estabelecida pelo Médico Veterinário.

EFEITOS COLATERAIS

Uma leve irritação local pode ocorrer nos primeiros dias do tratamento.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não é recomendado o uso de produto em fêmeas gestantes ou em lactação.

APRESENTAÇÃO

Tubo de alumínio de 3,5 g, com tampa e ponta dosadora em plástico.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 5.180 em 20/07/1.995.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário

Responsável Técnico: Dr. Leonidas Resende CRMV-SP 1860 "S"

PRODUTO IMPORTADO

Proprietário e Fabricante: Schering-Plough LABO N.V.
Industriepark, 30 - B2220 Heist-op-den-Berg, Belgium

Responsável Técnico: Paul W. Hennessey

Representante no Brasil e Importador:

Coopers Brasil Ltda.

R. Alexandre Dumas, 2220, 11/12 andar

CEP 04717-004 São Paulo - SP

C.N.P.J. 61.369.294/0001-18

DISCAGEM DIRETA GRATUITA COOPERS



0800-131113

HORÁRIO COMERCIAL - S.PAULO - 8 ÀS 17h.

H 0143A